



MAXISCRUB

AUGE CHIRURGICALE COMMANDE ELECTRONIQUE POLYESTER
POLYESTER ELECTRONIC SURGICAL SCRUB SINK

REF: SD1.UV / SD2.UV / SD2X2.UV / SD3.UV



SD1.UV

SD2.UV

français

Le **MAXISCRUB™** Polyester existe en version 1, 2 et 3 postes avec commande fémorale électronique (**SD.UV**).

Conçu pour une utilisation optimale dans tous les services à risque, les principales caractéristiques du produit sont :

- Ecoulement de l'eau par cellule photoélectrique temporisée
- Ecoulement du savon par commande électronique (Flacon 500 ml)

Les plus produits:

- Bac polyester armé fibre de verre avec gelcoat blanc
- Pas de surfaces planes
- Pas d'angles saillants
- Matériau léger, robuste, facilement nettoyable
- Grande profondeur de bac évitant les éclaboussures
- Ecoulement libre
- Rejet droit sans brise jet
- Mitigeur thermostatique
- Savonniers adaptable à tout type de bouteille de 500 ml à 1 L
- Niche savonnier encastrée facilement nettoyable

TRAITEMENT PAR UV (.UV)

Chambre de traitement UV comprenant

- Tube quartz
- Lampe UV
- Compteur horaire



ALIMENTATION EN EAU ET EVACUATION

- Eau froide 1/2 pas du gaz mâle avec vanne d'arrêt
- Eau chaude sur mélangeur thermostatique
- Siphon fourni diamètre 40 mm

OPTIONS

- O-S 5405 Détendeur avec manomètre de contrôle
- O-S 5403 Dispositif d'aseptisation des conduites
- P-R 029 Coupleur d'adaptation pour filtration terminale
- O-S 5421 Filtre terminal 0,2 µ réutilisable 45 fois (autoclavable)
- O-S 5404 Rejet droit déclipable et autoclavable 1 poste
- O-S 5404/2 Rejet droit déclipable et autoclavable 2 postes
- O-S 5404/3 Rejet droit déclipable et autoclavable 3 postes

english

The polyester made **MAXISCRUB™** is available within 1, 2 or 3 stations with electronic water supply (**SD.UV**).

Made for optimal use in high risk ward, the main product characteristics are:

- Photocell operated water supply
- Electronic photocell operated soap supply (500 ml plastic tank)

Advantages:

- White gel coated reinforced polyester bodywork
- No flat surface
- No salient angle
- Light smooth mater/al. robust easily washable
- Deep basin avoiding splashes
- Free waste disposal
- Straight water tap without spout
- Thermostatic mixing device
- Soap dispenser for any kind of bottle from 500 ml to 1 L
- Built in soap receptacle easily washable

UV TREATMENT (.UV)

UV treatment chamber including:

- 1 quarts tube
- 1 UV source
- 1 hour counter



WATER SUPPLY AND DRAIN

- Cold water 1/2 gas male with shut off gate
- Hot water on thermostatic mixing device
- Siphon 40 mm diameter

OPTIONAL

- O-S 5405 Pressure reducer with manometer
- O-S 5403 Pipe asepsitisation device
- P-R 029 quick connection device for absolute filtration
- O-S 5421 End filtration cartridge 0.2 µ reusable 45 times (wet steam compatible)
- O-S 5404 Removable straight water tap 1 post (wet steam compatible)
- O-S 5404/2 Removable straight water tap 2 posts (wet steam compatible)
- O-S 5404/3 Removable straight water tap 3 posts (Wet steam compatible)

MAXISCRUB

AUGE CHIRURGICALE COMMANDE ELECTRONIQUE POLYESTER
POLYESTER ELECTRONIC SURGICAL SCRUB SINK



Nombre de postes / Station number	Avec traitement UV / With UV treatment	Encombrement / Dimensions	Profondeur du bac / Depth of the basin	Poids / Weight
1 poste / station, 1 savonnier/ Soap dispenser	SD1.UV	875 x 600 x 920 mm	350 mm	39 Kg
2 postes /stations, 1 savonnier/ Soap dispenser	SD2.UV	1485 x 600 x 920 mm	350 mm	51 Kg
2 postes /stations, 2 savonniers/ Soap dispenser	SD2x2 .UV	1485 x 600 x 920 mm	350 mm	52 Kg
3 postes /stations, 2 savonniers/ Soap dispenser	SD3.UV	1880 x 600 x 920 mm	350 mm	82 Kg

ACCESSOIRES MAXISCRUB / ACCESSORIES

R-DB 550	Distributeur de brosses	Brush dispenser
R-DB 551	Lot de 12 brosses stérilisables	Set of 12 aseptic brushes
R-DE 100	Distributeur pour essuie mains	Towels dispenser
R-CB 100	Réceptacle en inox collecteur de brosses	Stainless steel used brushes receptacle

CONSOMMABLES MAXISCRUB / DISPOSABLES

Lampes UV / UV Lamps

Lave main 1 poste / Hand wash scrub station 1 bay	Lave main 2 postes / Hand wash scrub station 2 bays
P-660/50 lampe UV 15 W/ UV lamp 15 W	P-660/50 lampe UV 30 W/ UV lamp 30 W
P-660/90 Ballast 15 W/ Ballast 15 W	P-660/90 Ballast 30 W/ Ballast 30 W

Hygiène des mains / Hands cleaning

D-545	Savon doux HYCARE Bidon 5 L	Soft soap HYCARE 5 L Tank
--------------	-----------------------------	---------------------------

Savon doux pour un lavage fréquent / Soft soap for frequent washing

Conforme aux tests de la norme AFNORT 72 150. Indice Primaire d'Irritation cutanée égal à 0.
S'utilise pur / No dilution

Désinfection des canalisations / Pipe disinfection

D-530	HYSIUM 4 Bidon 1 L	HYSIUM 4 1 Liter tank
--------------	--------------------	-----------------------

Hysium 4 désinfectant pour circuits d'eau / Pipe disinfecting solution

Conforme aux tests des normes / Certifications AFNOR 72 150, 72170, 172190, 72200 et 72180.

Produit prêt à l'emploi / Ready to use

Présentation en bidon de 1 L avec bouchon doseur / 1 liter tank with dosing cap

