



MAXISCRUB

AUGE CHIRURGICALE EN RESINE DE SYNTHESE

SOLID SURFACE SURGICAL SCRUB SINK

REF: SC1-M / SC2-M & SCD 1 / SCD 2

SC1-M

SC2.M

français

Le **MAXISCRUB™** en résine de synthèse (HI-MACS) existe en version 1 et 2 postes avec commande fémorale mécanique (**SC-M**), ou commande électronique (SCD)

Conçu pour une utilisation optimale dans tous les services à risque, les principales caractéristiques du produit sont :

- Ecoulement de l'eau par commande fémorale mécanique ou par cellule photoélectrique
- Ecoulement du savon par commande mécanique au coude (Flacon 500 ml)

Les plus produits:

- Bac en résine de synthèse (HI-MACS) couleur au choix
- Pas de surfaces planes
- Pas d'angles saillants
- Matériau robuste, facilement nettoyable
- Grande profondeur de bac évitant les éclaboussures
- Ecoulement libre
- Rejet droit sans brise jet
- Mitigeur thermostatique
- Savonniers à commande au coude adaptable à tout type de bouteille de 500 ml à 1 L

MODELE FILTRATION (.F)

Système de filtration comprenant

- Carter de pré filtration et pré filtre 1µ 10"

ALIMENTATION EN EAU ET EVACUATION

- Eau froide 1/2 pas du gaz mâle avec vanne d'arrêt
- Eau chaude sur mélangeur thermostatique
- Siphon fourni diamètre 40 mm

OPTIONS

- O-S 5405 Détendeur avec manomètre de contrôle
- O-S 5403 Dispositif d'aseptisation des conduites
- P-R 029 Coupleur d'adaptation pour filtration terminale
- O-S 5421 Filtre terminal 0,2 µ réutilisable 45 fois (autoclavable)
- O-S 5404 Rejet droit déclipable et autoclavable 1 poste
- O-S 5404/2 Rejet droit déclipable et autoclavable 2 postes

english

The solid surface (HI-MACS) made **MAXISCRUB™** is available within 1 or 2 stations with mechanical knee water supply (**SC -M**) or with photocell control (SCD)

Made for optimal use in high risk ward, the main product characteristics are:

- Mechanical knee operated water supply or photocell control
- Mechanical elbow operated soap supply (500 ml plastic tank)

Advantages:

- Solid surface (HI-MACS) bodywork. Choice of colour
- No flat surface
- No salient angle
- Robust mater/al.easily washable
- Deep basin avoiding splashes
- Free waste disposal/
- Straight water tap without spout
- Thermostatic mixing device
- Elbow control Soap dispenser for any kind of bottle from 500 ml to 1L

FILTRATION MODEL(.F)

Filtration system including:

- Prefiltration carter with pre filter 1µ f0"

WATER SUPPLY AND DRAIN

- Cold water 1/2 gas male with shut off gate
- Hot water on thermostatic mixing device
- Siphon 40 mm diameter

OPTIONAL

- O-S 5405 Pressure reducer with manometer
- O-S 5403 Pipe asepsitisation device
- P-R 029 quick connection device for absolute filtration
- O-S 5421 End filtration cartridge 0.2 µ reusable 45 times (wet steam compatible)
- O-S 5404 Removable straight water tap 1 post (wet steam compatible)
- O-S 5404/2 Removable straight water tap 2 posts (wet steam compatible)





HYCARE
medical

Nombre de postes / Station number	Commande mécanique/ Mechanical knee operated	Mecanical knee operated / Photocell control	Encombrement / Dimensions	Profondeur du bac / Depth of the basin	Poids / Weight
1 poste / station, 1 savonnier / Soap dispenser	SC1-M	SC1-M	875 x 600 x 920 mm	350 mm	39 Kg
2 postes / stations, 1 savonnier / Soap dispenser	SC2-M	SC2-M	1485 x 600 x 920 mm	350 mm	51 Kg

ACCESSOIRES MAXISCRUB / ACCESSORIES

R-DB 550	Distributeur de brosses	Brush dispenser
R-DB 551	Lot de 12 brosses stérilisables	Set of 12 aseptic brushes
R-DE 100	Distributeur pour essuie mains	Towels dispenser
R-CB 100	Réceptacle en inox collecteur de brosses	Stainless steel used brushes receptacle

CONSOMMABLES MAXISCRUB / DISPOSABLES

Cartouches de traitement d'eau / Water treatment cartridges

Cartouche terminale 0,2 µ / Terminal cartridge 0,2 µ	Cartouche de pré filtration / Pre filtration cartridge
FT-60 (1000 cm ²)	C-P 662/6 (1µ 10***)
	C-P 006 (1µ 5*)

Hygiène des mains / Hands cleaning

D-545	Savon doux HYCARE Bidon 5 L	Soft soap HYCARE 5 L Tank
--------------	-----------------------------	---------------------------

Savon doux pour un lavage fréquent / Soft soap for frequent washing

Conforme aux tests de la norme AFNOR T 72 150. Indice Primaire d'Irritation cutanée égal à 0.

S'utilise pur / No dilution

Désinfection des canalisations / Pipe disinfection

D-530	HYSIUM 4 Bidon 1 L	HYSIUM 4 1 Liter tank
--------------	--------------------	-----------------------

Hysium 4 désinfectant pour circuits d'eau / Pipe disinfecting solution

Conforme aux tests des normes / Certifications AFNOR 72 150, 72170, 172190, 72200 et 72180.

Produit prêt à l'emploi / Ready to use

Présentation en bidon de 1L avec bouchon doseur / 1 liter tank with dosing cap

