

MAXISCRUB

AUGE CHIRURGICALE COMMANDE ELECTRONIQUE POLYESTER
POLYESTER ELECTRONIC SURGICAL SCRUB SINK

REF: SD1 / SD2 / SD 2X2 / SD3 & SD1.F / SD2.F / SD2X2.F / SD3.F



SD1



SD2



SD2.F

français

Le **MAXISCRUB™** Polyester existe en version 1, 2 et 3 postes avec commande fémorale électronique (**SD**).

Conçu pour une utilisation optimale dans tous les services à risque, les principales caractéristiques du produit sont :

- Ecoulement de l'eau par cellule photoélectrique temporisée
- Ecoulement du savon par commande électronique (Flacon 500 ml)

Les plus produits:

- Bac polyester armé fibre de verre avec gelcoat blanc
- Pas de surfaces planes
- Pas d'angles saillants
- Matériau léger, robuste, facilement nettoyable
- Grande profondeur de bac évitant les éclaboussures
- Ecoulement libre
- Rejet droit sans brise jet
- Mitigeur thermostatique
- Savonniers à commande au coude adaptable à tout type de bouteille de 500 ml à 1 L
- Niche savonnier encastrée facilement nettoyable

MODELE FILTRATION (.F)

- Système de filtration comprenant
- Carter de pré filtration et pré filtre 1u 10"

ALIMENTATION EN EAU ET EVACUATION

- Eau froide 1/2 pas du gaz mâle avec vanne d'arrêt
- Eau chaude sur mélangeur thermostatique
 - Siphon fourni diamètre 40 mm

OPTIONS

- O-S 5405 Détendeur avec manomètre de contrôle
- O-S 5403 Dispositif d'aseptisation des conduites
- P-R 029 Coupleur d'adaptation pour filtration terminale
- O-S 5421 Filtre terminal 0,2 µ réutilisable 45 fois (autoclavable)
- O-S 5404 Rejet droit déclipable et autoclavable 1 poste
- O-S 5404/2 Rejet droit déclipable et autoclavable 2 postes
- O-S 5404/3 Rejet droit déclipable et autoclavable 3 postes

english

The polyester made **MAXISCRUB™** is available within 1, 2 or 3 stations with electronic water supply (**SD**).

Made for optimal use in high risk ward, the main product characteristics are:

- Photo cell operated water supply
- Electronic photo cell operated soap supply (500 ml plastic tank)

Advantages:

- White gel coated reinforced polyester bodywork
- No flat surface
- No salient angle
- Light smooth mater/al. robust easily washable
- Deep basin avoiding splashes
- Free waste disposal/
- Straight water tap without spout
- Thermostatic mixing device
- Elbow control Soap dispenser for any kind of bottle from 500 ml to 1L
- Built in soap receptacle easily washable

FILTRATION MODEL(.F)

- Filtration system including:
- Prefiltration carter with pre filter 1µ f0"

WATER SUPPLY AND DRAIN

- Cold water 1/2 gas male with shut off gate
- Hot water on thermostatic mixing device
 - Siphon 40 mm diameter

OPTIONAL

- O-S 5405 Pressure reducer with manometer
- O-S 5403 Pipe aseptisation device
- P-R 029 quick connection device for absolute filtration
- O-S 5421 End filtration cartridge 0.2 µ reusable 45 times (wet steam compatible)
- O-S 5404 Removable straight water tap 1 post (wet steam compatible)
- O-S 5404/2 Removable straight water tap 2 posts (wet steam compatible)
- O-S 5404/3 Removable straight water tap 3 posts (Wet steam compatible)

MAXISCRUB

AUGE CHIRURGICALE COMMANDE ELECTRONIQUE POLYESTER
POLYESTER ELECTRONIC SURGICAL SCRUB SINK



| Nombre de postes/ Station number | Sans traitement/ Without treatment | Avec pre filtration/ With pre filtration | Encombrement/ Dimensions | Profondeur du bac/ Depth of the basin | Poids /Weight |
|---|---------------------------------------|---|-----------------------------|--|---------------|
| 1 poste / station, 1 savonnier/ Soap dispenser | SD1 | SD1.F | 875 x 600 x 920 mm | 350 mm | 39 Kg |
| 2 postes /stations, 1 savonnier/ Soap dispenser | SD2 | SD2.F | 1485 x 600 x 920 mm | 350 mm | 51 Kg |
| 2 poste s/stations, 2 savonniers/ Soap dispenser | SD2x2 | SD2x2 .F | 1485 x 600 x 920 mm | 350 mm | 52 Kg |
| 3 postes /stations, 2 savonniers/ Soap dispenser | S3-M | SD3.F | 1880 x 600 x 920 mm | 350 mm | 84 Kg |

ACCESSOIRES MAXISCRUB / ACCESSORIES

| | | |
|-----------------|--|---|
| R-DB 550 | Distributeur de brosses | Brush dispenser |
| R-DB 551 | Lot de 12 brosses stérilisables | Set of 12 aseptic brushes |
| R-DE 100 | Distributeur pour essuie mains | Towels dispenser |
| R-CB 100 | Réceptacle en inox collecteur de brosses | Stainless steel used brushes receptacle |

CONSOMMABLES MAXISCRUB / DISPOSABLES

Cartouches de traitement d'eau / Water treatment cartridges

| | |
|--|--|
| Cartouche terminale 0,2 µ / Terminal cartridge 0,2 µ | Cartouche de pré filtration / Pre filtration cartridge |
| FT -60 (1000 cm ²) | C-P 662/6 (1µ 10***) |
| | C-P 006 (1µ 5*) |

Hygiène des mains / Hands cleaning

| | | |
|--------------|-----------------------------|---------------------------|
| D-545 | Savon doux HYCARE Bidon 5 L | Soft soap HYCARE 5 L Tank |
|--------------|-----------------------------|---------------------------|

Savon doux pour un lavage fréquent / Soft soap for frequent washing

Conforme aux tests de la norme AFNOR T 72 150. Indice Primaire d'Irritation cutanée égal à 0.

S'utilise pur / No dilution

Désinfection des canalisations / Pipe disinfection

| | | |
|--------------|--------------------|-----------------------|
| D-530 | HYSIUM 4 Bidon 1 L | HYSIUM 4 1 Liter tank |
|--------------|--------------------|-----------------------|

Hysium 4 désinfectant pour circuits d'eau / Pipe disinfecting solution

Conforme aux tests des normes / Certifications AFNOR 72 150, 72170, 172190, 72200 et 72180.

Produit prêt à l'emploi / Ready to use

Présentation en bidon de 1 L avec bouchon doseur / 1 liter tank with dosing cap

