



## MAXISCRUB

AUGE CHIRURGICALE COMMANDE MECANIQUE INOX  
STAINLESS STEEL MECHANIC SURGICAL SCRUB SINK

REF: SI1-M / SI2-M / SI2X2-M & SI1.F-M / SI2.F-M / SI2X2.F-M



SID3

français

Le **MAXISCRUB™** inox existe en version 1 et 2 postes avec commande mécanique (**SI-M**).

Conçu pour une utilisation optimale dans tous les services à risque, les principales caractéristiques du produit sont :

- Ecoulement de l'eau par commande fémorale mécanique
- Ecoulement du savon par commande mécanique au coude (Flacon 500 ml)

Les plus produits:

- Bac en acier inoxydable 18/10
- Matériau, robuste, facilement nettoyable
- Grande profondeur de bac évitant les éclaboussures
- Ecoulement libre
- Col de cygne sans brise jet
- Mitigeur thermostatique
- Savonniers adaptables à tout type de bouteille de 500 ml à 1 L

### MODELE FILTRATION (.F)

- Système de filtration comprenant
- Carter de pré filtration et pré filtre 1u 10"

### ALIMENTATION EN EAU ET EVACUATION

- Eau froide 1/2 pas du gaz mâle avec vanne d'arrêt
- Eau chaude sur mélangeur thermostatique
- Siphon fourni diamètre 40 mm

### OPTIONS

- 0-S 5405 Détendeur avec manomètre de contrôle
- 0-S 5403 Dispositif d'aseptisation des conduites
- P-R 029 Coupleur d'adaptation pour filtration terminale
- 0-S 5421 Filtre terminal 0,2 µ (500 ou 1000 cm2) réutilisable 45 fois (autoclavable)

english

The stainless steel made **MAXISCRUB™** is available within 1 or 2 stations with mechanic water supply (**SI-M**).

Made for optimal use in high risk ward, the main product characteristics are:

- Mechanical knee operated water supply
- Mechanical elbow operated soap supply (500 ml plastic tank)

Advantages:

- Stainless steel bodywork 18/10
- Robust material easily washable
- Deep basin avoiding splashes
- Free waste disposal/
- Swan neck without spout
- Thermostatic mixing device
- Soap dispenser for any kind of bottle from 500 ml to 1L

### FILTRATION MODEL(.F)

- Filtration system including:
- Prefiltration carter with pre filter 1 p f0"

### WATER SUPPLY AND DRAIN

- Cold water 1/2 gas male with shut off gate
- Hot water on thermostatic mixing device
- Siphon 40 mm diameter offer

### OPTIONAL

- 0-S 5405 Pressure reducer with manometer
- 0-S 5403 Pipe asepsitisation device
- P-R 029 quick connection device for absolute filtration
- 0-S 5421 End filtration cartridge 0.2 µ (500 or 1000 cm2) reusable 45 times (wet steam compatible)

# MAXISCRUB

AUGE CHIRURGICALE COMMANDE MECANIQUE INOX  
STAINLESS STEEL MECHANIC SURGICAL SCRUB SINK



| Nombre de postes /<br>Station number                  | Sans traitement /<br>Without treatment | Avec pré filtration /<br>With pre filtration | Encombrement /<br>Dimensions | Profondeur du bac /<br>Depth of the basin | Poids / Weight |
|---|--|--|------------------------------|---|----------------|
| 1 poste / station,<br>1 savonnier / Soap dispenser    | SI1-M                                  | SI1.F-M                                      | 875 x 650 x 630 mm           | 350 mm                                    | 45 Kg          |
| 2 postes / stations,<br>1 savonnier / Soap dispenser  | SI2-M                                  | SI2.F-M                                      | 1490 x 650 x 630 mm          | 350 mm                                    | 54 Kg          |
| 2 postes / stations,<br>2 savonniers / Soap dispenser | SI2x2-M                                | SI2x2 .F-M                                   | 1490 x 650 x 630 mm          | 350 mm                                    | 55 Kg          |

## ACCESSOIRES MAXISCRUB / ACCESSORIES

|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
| <b>R-DB 550</b> | Distributeur de brosses                  | Brush dispenser                         |
| <b>R-DB 551</b> | Lot de 12 brosses stérilisables          | Set of 12 aseptic brushes               |
| <b>R-DE 100</b> | Distributeur pour essuie mains           | Towels dispenser                        |
| <b>R-CB 100</b> | Réceptacle en inox collecteur de brosses | Stainless steel used brushes receptacle |

## CONSOMMABLES MAXISCRUB / DISPOSABLES

Cartouches de traitement d'eau / Water treatment cartridges

|  |  |
|--|--|
| Cartouche terminale 0,2 µ / Terminal cartridge 0,2 µ | Cartouche de pré filtration / Pre filtration cartridge |
| FT -60 (1000 cm <sup>2</sup> )                       | C-P 662/6 (1µ 10***)                                   |
|  | C-P 006 (1µ 5*)  |

Hygiène des mains / Hands cleaning

|              |                             |                           |
|--------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>D-545</b> | Savon doux HYCARE Bidon 5 L | Soft soap HYCARE 5 L Tank |
|--------------|-----------------------------|---------------------------|

**Savon doux** pour un lavage fréquent / *Soft soap for frequent washing*

Conforme aux tests de la norme AFNORT 72 150. Indice Primaire d'Irritation cutanée égal à 0.  
S'utilise pur / *No dilution*

Désinfection des canalisations / *Pipe disinfection*

|              |                    |                       |
|--------------|--------------------|-----------------------|
| <b>D-530</b> | HYSIUM 4 Bidon 1 L | HYSIUM 4 1 Liter tank |
|--------------|--------------------|-----------------------|

**Hysium 4** désinfectant pour circuits d'eau / *Pipe disinfecting solution*

Conforme aux tests des normes / *Certifications* AFNOR 72 150, 72170, 172190, 72200 et 72180.

Produit prêt à l'emploi / *Ready to use*

Présentation en bidon de 1 L avec bouchon doseur / *1 liter tank with dosing cap*

