



MAXISCRUB

AUGE CHIRURGICALE COMMANDE MECANIQUE POLYESTER
POLYESTER MECHANICAL SURGICAL SCRUB SINK

REF: S1-M / S2-M / S2X2-M & S1.F-M / S2.F-M / S2X2.F-M



S1-M



S2-M



S2.F-M

français

Le **MAXISCRUB™** Polyester existe en version 1 et 2 postes avec commande fémorale mécanique (**S-M**).

Conçu pour une utilisation optimale dans tous les services à risque, les principales caractéristiques du produit sont :

- Ecoulement de l'eau par commande fémorale mécanique
- Ecoulement du savon par commande mécanique au coude (Flacon 500 ml)

Les plus produits:

- Bac polyester armé fibre de verre avec gelcoat blanc
- Pas de surfaces planes
- Pas d'angles saillants
- Matériau léger, robuste, facilement nettoyable
- Grande profondeur de bac évitant les éclaboussures
- Ecoulement libre
- Rejet droit sans brise jet
- Mitigeur thermostatique
- Savonniers à commande au coude adaptable à tout type de bouteille de 500 ml à 1 L
- Niche savonnier encastrée facilement nettoyable

MODELE FILTRATION (.F)

- Système de filtration comprenant
- Carter de pré filtration et pré filtre 1 μ 10"

ALIMENTATION EN EAU ET EVACUATION

- Eau froide 1/2 pas du gaz mâle avec vanne d'arrêt
- Eau chaude sur mélangeur thermostatique
- Siphon fourni diamètre 40 mm

OPTIONS

- O-S 5405 Détendeur avec manomètre de contrôle
- O-S 5403 Dispositif d'aseptisation des conduites
- P-R 029 Coupleur d'adaptation pour filtration terminale
- O-S 5421 Filtre terminal 0,2 μ réutilisable 45 fois (autoclavable)
- O-S 5404 Rejet droit déclipable et autoclavable 1 poste
- O-S 5404/2 Rejet droit déclipable et autoclavable 2 postes

english

The polyester made **MAXISCRUB™** is available within 1 and 2 stations with mechanical knee water supply (**S-M**).

Made for optimal use in high risk ward, the main product characteristics are:

- Mechanical knee operated water supply
- Mechanical elbow operated soap supply (500 ml plastic tank)

Advantages:

- White gel coated reinforced polyester bodywork
- No flat surface
- No salient angle
- Light smooth mater/al. robust easily washable
- Deep basin avoiding splashes
- Free waste disposal
- Straight water tap without spout
- Thermostatic mixing device
- Elbow control Soap dispenser for any kind of bottle from 500 ml to 1L
- Built in soap receptacle easily washable

FILTRATION MODEL(.F)

- Filtration system including:
- Prefiltration carter with pre filter 1 μ f0"

WATER SUPPLY AND DRAIN

- Cold water 1/2 gas male with shut off gate
- Hot water on thermostatic mixing device
- Siphon 40 mm diameter

OPTIONAL

- O-S 5405 Pressure reducer with manometer
- O-S 5403 Pipe asepsitisation device
- P-R 029 quick connection device for absolute filtration
- O-S 5421 End filtration cartridge 0.2 μ reusable 45 times (wet steam compatible)
- O-S 5404 Removable straight water tap 1 post (wet steam compatible)
- O-S 5404/2 Removable straight water tap 2 posts (wet steam compatible)

MAXISCRUB

AUGE CHIRURGICALE COMMANDE MECANIQUE POLYESTER
POLYESTER MECHANICAL SURGICAL SCRUB SINK



Nombre de postes / Station number	Sans traitement / Without treatment	Avec pré filtration / With pre filtration	Encombrement / Dimensions	Profondeur du bac / Depth of the basin	Poids / Weight
1 poste / station, 1 savonnier / Soap dispenser	S1-M	S1.F-M	875 x 650 x 630 mm	350 mm	39 Kg
2 postes /stations, 1 savonnier / Soap dispenser	S2-M	S2.F-M	1490 x 650 x 630 mm	350 mm	51 Kg
2 postes /stations, 2 savonniers / Soap dispenser	S2x2 -M	S2x2 .F-M	1490 x 650 x 630 mm	350 mm	52 Kg

ACCESSOIRES MAXISCRUB / ACCESSORIES

R-DB 550	Distributeur de brosses	Brush dispenser
R-DB 551	Lot de 12 brosses stérilisables	Set of 12 aseptic brushes
R-DE 100	Distributeur pour essuie mains	Towels dispenser
R-CB 100	Réceptacle en inox collecteur de brosses	Stainless steel used brushes receptacle

CONSOMMABLES MAXISCRUB / DISPOSABLES

Cartouches de traitement d'eau / Water treatment cartridges

Cartouche terminale 0,2 µ / Terminal cartridge 0,2 µ	Cartouche de pré filtration / Pre filtration cartridge
FT -60 (1000 cm ²)	C-P 662/6 (1µ 10***)
	C-P 006 (1µ 5*)

Hygiène des mains / Hands cleaning

D-545	Savon doux HYCARE Bidon 5 L	Soft soap HYCARE 5 L Tank
--------------	-----------------------------	---------------------------

Savon doux pour un lavage fréquent / *Soft soap for frequent washing*

Conforme aux tests de la norme AFNORT 72 150. Indice Primaire d'Irritation cutanée égal à 0.

S'utilise pur / *No dilution*

Désinfection des canalisations / *Pipe disinfection*

D-530	HYSIUM 4 Bidon 1 L	HYSIUM 4 1 Liter tank
--------------	--------------------	-----------------------

Hysium 4 désinfectant pour circuits d'eau / *Pipe disinfecting solution*

Conforme aux tests des normes / *Certifications* AFNOR 72 150, 72170, 172190, 72200 et 72180.

Produit prêt à l'emploi / *Ready to use*

Présentation en bidon de 1 L avec bouchon doseur / *1 liter tank with dosing cap*

